


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- 1 puerta interna de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Rango de temperatura de 0 a 80°C (ambiente +5 a 80°C)
- Indicadores lumínicos de Resistencia y de Alarma
- Exactitud: +/- 0,1°C
- Uniformidad: +/- 0,2% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
30 x 40 x 30



Estufa de Cultivo
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros)	36

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	46 x 45 x 70
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	48 x 48 x 73

Otros

Consumo Wats	130
Peso en Kg Neto	19
Peso en Kg con Embalaje	21

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Exclusivo Sistema BLAST
- ☺ Fácil manejo del Control Digital
- ☺ Autotuning optimizado de fábrica
- ☺ Mayor Precisión
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar