


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Rango de temperatura de 0 a 80°C (ambiente +5 a 80°C)
- Indicadores lumínicos de Resistencia y de Alarma
- Exactitud: +/- 0,1°C
- Uniformidad: +/- 0,4% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas
70 x 50 x 50



Estufa de Cultivo
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	175

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	90 x 64 x 88
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	98 x 70 x 95

Otros

Consumo Wats	400
Peso en Kg Neto	59
Peso en Kg con Embalaje	65

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Exclusivo Sistema BLAST
- ☺ Fácil manejo del Control Digital
- ☺ Autotuning optimizado de fábrica
- ☺ Mayor Precisión
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar