


## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200 °C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (3 posiciones)



Medidas Internas  
**45 x 30 x 30**



Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	45 x 30 x 30
Volumen Interno (en Litros)	41

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	56 x 40 x 54
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	60 x 45 x 59

### Otros

Consumo Wats	990
Peso en Kg Neto	19
Peso en Kg con Embalaje	21

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)