


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200 °C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
60 x 40 x 40



Estufa de Esterilización
Automática Digital

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	74 x 53 x 72
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80
Otros	
Consumo Wats	1430
Peso en Kg Neto	36
Peso en Kg con Embalaje	38

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Exclusivo Control Digital EcoLogic
- ☺ Fácil manejo del Control Digital
- ☺ Autotuning optimizado de fábrica
- ☺ Bajo Consumo
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar