


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia y de Alarma
- Exactitud: +- 0,1°C
- Uniformidad: +- 1,4% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
60 x 40 x 40



Estufa de Secado
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	74 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80
Otros	
Consumo Wats	1400
Peso en Kg Neto	36
Peso en Kg con Embalaje	38

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Sistema BLAST
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Mayor Precisión
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar