


## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Rango de temperatura de 50 a 200°C
- Indicadores lumínicos de Resistencia y de Alarma
- Exactitud: +- 0,1°C
- Uniformidad: +- 1,4% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas  
**70 x 50 x 50**



Estufa de Secado  
para laboratorio

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Interior</b>	
Frente x Alto x Fondo en cm	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	175
<b>Exterior</b>	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	86 x 64 x 90
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	95 x 70 x 95
<b>Otros</b>	
Consumo Wats	1600
Peso en Kg Neto	53
Peso en Kg con Embalaje	58

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Sistema BLAST
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Mayor Precisión
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

[www.sanjour.com.ar](http://www.sanjour.com.ar)