


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador electrónico con ajustes macro y micro
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (ambiente +5 a 70°C)
- Exactitud: 0,1°C
- Uniformidad: +- 0,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas
22 x 17 x 17



Estufa de Cultivo
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	22 x 17 x 17
Volumen Interno (en Litros)	6

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	32 x 28 x 40
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	41 x 33 x 42

Otros

Consumo Wats	90
Peso en Kg Neto	8
Peso en Kg con Embalaje	9

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Regulación Macro y Micro
- 😊 Alta Precisión
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar