


## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 30 °C a 200 °C
- Rango óptimo de trabajo de 90 °C a 200 °C
- Exactitud: +- 1,4% del valor final de temperatura
- Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 3 estantes y 9 bandejas



Medidas Internas  
**33 x 20 x 20**



Estufa de Esterilización  
Automática

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros)	13

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	48 x 36 x 48

### Otros

Consumo Wats	660
Peso en Kg Neto	12
Peso en Kg con Embalaje	13

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Bajo consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)