

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE33A

"SAN JOR"



Rango de Temperatura
50°C 200°C

Medidas Internas
33 x 20 x 20

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformdad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (3 posiciones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 13

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 48 x 36 x 48

Otros

Consumo Wats 660
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12

 Alta performance para uso continuo

 Bajo consumo

 Doble Garantía

 Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas