


# ESTERILIZACIÓN

Modelo **SE40ADF**  
**EcoLogic**

**"SAN JOR"**



## Estufa de Esterilización Automática Digital

Rango de Temperatura  
  
50°C 200°C

Medidas Internas  
**40 x 60 x 40**

## Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de tiempo y temperatura
- Control digital PID EcoLogic con Autotuning
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de temperatura interna y parámetro programado
- Indicadores luminicos de resistencia, alarma y autotuning
- Alara sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Circulación de aire forzado
- Exactitud: 0,1°C
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (5 posiciones)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Interior








Frente x Alto x Fondo en cm. 40 x 60 x 40  
Volumen Interno (en Litros) 96

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 78 x 52 x 78  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 58 x 82

### Otros

Consumo Wats 1300  
Peso en Kg Neto 45  
Peso en Kg con Embalaje 48

-  Alta performance para uso continuo
-  Exclusivo Control Digital EcoLogic
-  Fácil manejo del Control Digital
-  Autotuning optimizado de fábrica
-  Bajo consumo
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

Especialistas en fabricación de Estufas