

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE45T

"SAN JOR"



Rango de Temperatura

50°C 200°C

Medidas Internas  
**45 x 25 x 25**

### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Uniformdad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estantes rejilla regulables (2 posiciones)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 45 x 25 x 25  
Volumen Interno (en Litros) 28

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 56 x 35 x 49  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 60 x 40 x 54

#### Otros

Consumo Wats 880  
Peso en Kg Neto 16  
Peso en Kg con Embalaje 17

Alta performance para uso continuo

Bajo consumo

Doble Garantía

Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

Especialistas en fabricación de Estufas