

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE70A

"SAN JOR"



Rango de Temperatura

50°C 200°C

Medidas Internas
70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros) 175

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 86 x 62 x 87
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 94 x 68 x 91

Otros

Consumo Wats 1760
Peso en Kg Neto 53
Peso en Kg con Embalaje 74

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termostato hidráulico a capilar
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (6 posiciones)



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas