

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE70T

"SAN JOR"



Rango de Temperatura  
50°C 200°C

Medidas Internas  
**70 x 50 x 50**

### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Uniformdad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (6 posiciones)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50  
Volumen Interno (en Litros) 175

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 86 x 62 x 87  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 94 x 68 x 91

#### Otros

Consumo Wats 1760  
Peso en Kg Neto 53  
Peso en Kg con Embalaje 74

 Alta performance para uso continuo

 Bajo consumo

 Doble Garantía

 Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

Especialistas en fabricación de Estufas