

SECADO

Modelo SL30S


"SAN JOR"



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

Rango de Temperatura



Medidas Internas

30 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior





Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros) 36

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 44 x 75
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 49 x 48 x 70

Otros

Consumo en Watts 800
Peso en Kg Neto 17
Peso en Kg con Embalaje 19

-  Alta performance para uso continuo
-  Bajo consumo
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas