


SECADO

Modelo SL30SDB

"SAN JOR"



Rango de Temperatura



50°C

200°C

Medidas Internas

30 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros) 36

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 44 x 75
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 49 x 48 x 70

Otros

Consumo en Watts 800
Peso en Kg Neto 18
Peso en Kg con Embalaje 20

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud: $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Mayor Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas