


# CULTIVO

## Modelo SL17C



### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Exactitud: 0,1°
- Termorregulador electrónico con ajuste macro y micro
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (amb. +5° a 70°C)
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (4 posiciones)



Medidas Internas  
**22 x 17 x 17**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 22 x 17 x 17  
Volumen Interno (en Litros) 6

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 32 x 28 x 40  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 41 x 33 x 42

#### Otros

Consumo Wats 90  
Peso en Kg Neto 8  
Peso en Kg con Embalaje 9

- Alta performance para uso continuo
- Regulación Macro y Micro
- Alta Precisión
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida