

CULTIVO

Modelo SL20C

"SAN JOR"



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Exactitud: 0,1°
- Termorregulador electrónico con ajuste macro y micro
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (amb. +5° a 70°C)
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (3 posiciones)

Rango de Temperatura
20°C 70°C

Medidas Internas
30 x 20 x 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 12

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 46 x 34 x 46
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 49 x 37 x 49

Otros

Consumo Wats 110
Peso en Kg Neto 13
Peso en Kg con Embalaje 14

- Alta performance para uso continuo
- Regulación Macro y Micro
- Alta Precisión
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar
Especialistas en fabricación de Estufas