

CULTIVO

Modelo **SL60CDB**

"SAN JOR"



Rango de Temperatura
0°C 80°C

Medidas Internas
60 x 40 x 40

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas laterales de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: 0,1°
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (5 posiciones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 78 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 60 x 80

Otros

Consumo Wats 300
Peso en Kg Neto 44
Peso en Kg con Embalaje 46

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Alta Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas