


CULTIVO

Modelo **SL70CDB**

"SAN JOR"



Rango de Temperatura
0°C  80°C

Medidas Internas
70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros) 175

Exterior


Frente x Fondo x Alto de Estufa 90 x 64 x 88
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 98 x 70 x 95

Otros

Consumo Wats 400
Peso en Kg Neto 59
Peso en Kg con Embalaje 65

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas laterales de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: 0,1°
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (6 posiciones)

 Alta performance para uso continuo

 Exclusivo Sistema BLAST

 Fácil manejo del Control Digital

 Autotuning optimizado de fábrica

 Alta Precisión

 Doble Garantía

 Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas