


# Modelo SL70S

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 30 °C a 200 °C
- Rango óptimo de trabajo de 90 °C a 200 °C
- Exactitud: +- 1,4% del valor final de temperatura
- Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas  
**70 x 50 x 50**



Estufa de Secado  
para laboratorio

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Interior</b>	
Frente x Alto x Fondo en cm	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	175
<b>Exterior</b>	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	86 x 64 x 90
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	95 x 70 x 95
<b>Otros</b>	
Consumo Wats	1600
Peso en Kg Neto	53
Peso en Kg con Embalaje	58

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Bajo consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

[www.sanjour.com.ar](http://www.sanjour.com.ar)