


## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200 °C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Alarma sonora por sobre temperatura y final de ciclo
- Circulación de aire forzado
- Exactitud: 1 °C
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía total 2 años
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas  
**40 x 60 x 40**



Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	40 x 60 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	78 x 52 x 78
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 58 x 82

### Otros

Consumo Wats	1300
Peso en Kg Neto	45
Peso en Kg con Embalaje	48

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

[www.sanjour.com.ar](http://www.sanjour.com.ar)