

SECADO


Modelo SL40ADBFB

"SAN JOR"



Estufa de Secado Automática Digital

Rango de Temperatura



Medidas Internas
40 x 60 x 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 40 x 60 x 40
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 78 x 52 x 78
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 60 x 82

Otros

Consumo en Watts 1300
Peso en Kg Neto 45
Peso en Kg con Embalaje 48

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Controlador Digital PID Ecologic Sistema BLAST c/autotuning
- Rango de Temperatura 50 a 200°C
- Rango de Tiempo hasta 99 hs 59 min
- Decrece tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de Temperatura interna y Parámetro programado
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Indicadores lumínicos de resistencia, alarma y autotuning
- Circulación de aire forzado tipo Sirocco
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 2 años. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control Digital EcoLogic
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas