


# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE33T



### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Uniformdad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estantes rejilla regulables (3 posiciones)



Medidas Internas  
**33 x 20 x 20**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Interior</b>	
Frente x Alto x Fondo en cm.	33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros)	13
<b>Exterior</b>	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	48 x 36 x 48
<b>Otros</b>	
Consumo Wats	660
Peso en Kg Neto	11
Peso en Kg con Embalaje	12

- Alta performance para uso continuo
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida