

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE43A

"SAN JOR"



Rango de Temperatura  
50°C 200°C

Medidas Internas  
**45 x 30 x 30**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 45 x 30 x 30  
Volumen Interno (en Litros) 41

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 56 x 40 x 54  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 60 x 45 x 59

#### Otros

Consumo Wats 990  
Peso en Kg Neto 19  
Peso en Kg con Embalaje 21

### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Uniformdad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (3 posiciones)



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

Especialistas en fabricación de Estufas