

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE60AD

"SAN JOR"



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de tiempo y temperatura
- Control digital PID EcoLogic con Autotuning
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de temperatura interna y parámetro programado
- Indicadores luminicos de resistencia, alarma y autotuning
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (5 posiciones)

Rango de Temperatura
50°C 200°C

Medidas Internas
60 x 40 x 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior








Frente x Alto x Fondo en cm. 60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 74 x 53 x 72
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 80 x 60 x 80

Otros

Consumo Wats 1430
Peso en Kg Neto 36
Peso en Kg con Embalaje 38

-  Alta performance para uso continuo
-  Exclusivo Control Digital EcoLogic
-  Fácil manejo del Control Digital
-  Autotuning optimizado de fábrica
-  Bajo consumo
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar
Especialistas en fabricación de Estufas