


ESTERILIZACIÓN

Modelo SO22T



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termostato hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 3 Bandejas + Bacabandejas



Medidas Internas
22 x 17 x 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 22 x 17 x 17
Volumen Interno (en Litros) 6

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 34 x 40 x 29
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 42 x 35 x 45

Otros

Consumo Wats 350
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12

- Alta performance para uso continuo
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas