

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo **SO25A**

**"SAN JOR"**

### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termostato hidráulico a capilar
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Uniformidad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 4 Bandejas + Sacabandejas



**Rango de Temperatura**  
  
50°C 200°C

**Medidas Internas**  
**25 x 20 x 20**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 25 x 20 x 20  
Volumen Interno (en Litros) 10

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 38 x 44 x 32  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 42 x 35 x 45

#### Otros

Consumo Wats 400  
Peso en Kg Neto 11  
Peso en Kg con Embalaje 12

- Alta performance para uso continuo
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)  
Especialistas en fabricación de Estufas