

ESTERILIZACIÓN

Modelo **SO33A**

"SAN JOR"



Rango de Temperatura

50°C 200°C

Medidas Internas
30 x 20 x 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 13

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 48 x 36 x 48

Otros

Consumo Wats 660
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformdad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 3 Estanes y 9 Bandejas

Alta performance para uso continuo

Bajo consumo

Doble Garantía

Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas