


SECADO

Modelo **SL60SDB**

"SAN JOR"



Rango de Temperatura
50°C  200°C

Medidas Internas
60 x 40 x 40

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en Fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (5 Posiciones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior








Frente x Alto x Fondo en cm. 60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 74 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 60 x 80

Otros

Consumo Wats 1400
Peso en Kg Neto 36
Peso en Kg con Embalaje 38

-  Alta performance para uso continuo
-  Exclusivo Sistema BLAST
-  Fácil manejo del Control Digital
-  Autotuning optimizado de fábrica
-  Mayor Precisión
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas