

SECADO

Modelo SL70SDB

"SAN JOR"



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)

Rango de Temperatura
50°C 200°C

Medidas Internas
70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros) 175

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 86 x 64 x 90
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 95 x 70 x 95

Otros

Consumo en Watts 1600
Peso en Kg Neto 53
Peso en Kg con Embalaje 58

- 🕒 Alta performance para uso continuo
- 👉 Exclusivo Sistema BLAST
- 👉 Fácil manejo del Control Digital
- ⚙️ Autotuning optimizado de fábrica
- ⚙️ Mayor Precisión
- 🛡️ Doble Garantía
- 🔧 Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas