

CULTIVO


Modelo **SL20CDB**

"SAN JOR"

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: 0,1°
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (4 posiciones)



Rango de Temperatura
0°C  80°C

Medidas Internas
30 x 20 x 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior








Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 12

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 46 x 34 x 46
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 49 x 37 x 49

Otros

Consumo Wats 110
Peso en Kg Neto 13
Peso en Kg con Embalaje 14

-  Alta performance para uso continuo
-  Exclusivo Sistema BLAST
-  Fácil manejo del Control Digital
-  Autotuning optimizado de fábrica
-  Alta Precisión
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas