

CULTIVO

Modelo **SL70C**

"SAN JOR"

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas laterales de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Exactitud: 0,1°
- Termorregulador electrónico con ajuste macro y micro
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (amb. +5° a 70°C)
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (6 posiciones)



Rango de Temperatura
20°C 70°C

Medidas Internas
70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros) 175

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 90 x 64 x 88
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 98 x 70 x 95

Otros

Consumo Wats 400
Peso en Kg Neto 59
Peso en Kg con Embalaje 65

- Alta performance para uso continuo
- Regulación Macro y Micro
- Alta Precisión
- Bajo Consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar
Especialistas en fabricación de Estufas